

RADNI LISTIĆ 1
MIKROSKOPIRANJE UZORKA BARSKE VODE

I. Postavite istraživačko pitanje:

II. Napišite svoje hipoteze:

1. _____

2. _____

III. IZRADA PREPARATA I MIKROSKOPIRANJE UZORKA BARSKE VODE

Pribor: predmetno i pokrovno stakalce, kapaljka, mikroskop

Materijal: barska voda


Postupak rada:

1. Dobro promiješaj uzorak barske vode koji si dobio/dobila tako da se talog izmiješa s vodom.
2. Kapaljkom ravnomjerno uzorkuj vodu i stavi kapljicu na predmetno stakalce.
3. Predmetno stakalce pokrij pokrovnim stakalcem i ubrusom pobriši eventualni višak vode.
4. Pod mikroskopom promatraj svoj preparat i pokušaj pronaći te prepoznati što više organizma.

Rezultati pokusa:

1. Nacrtaj organizme koji si pronašao/la promatrajući preparat pod mikroskopom.
2. Pored svakog crteža označi povećanje mikroskopa, kojoj domeni i carstvu organizam pripada te njegov način hranjenja (autotrofno ili heterotrofno).

POVEĆANJE MIKROSKOPA: _____



DOMENA: _____


CARSTVO: _____

KRETANJE: _____

NAČIN HRANJENJA: _____

KARAKTERISTIKE (oblik, zapaženi organeli ...):

POVEĆANJE MIKROSKOPA: _____



DOMENA: _____

CARSTVO: _____

KRETANJE: _____

NAČIN HRANJENJA: _____

KARAKTERISTIKE (oblik, zapaženi organeli...):
